



reaches into tight spaces and stores easily. to rotate gripper cup direction, grasp handle and shaft firmly. pull shaft out of handle approximately 1/2 inch. rotate shaft 90 degrees. release shaft.

llega fácilmente hasta lugares ajustados o lugares de almacenamiento. para girar las ventosas, agarre el asa y el eje con fuerza, jale el eje y sáquelo del asa aproximadamente 1/2 inch. gire el eje 90 grados. suelte el eje.

the rubber gripper cups (Item #RCC) are replaceable. additional sets (2 cups per package) are available where you purchased your E-Z Grabber™. or, for a list of retailers who sell the replacement cups, visit www.apex-carex.com.

las ventosas de goma (Item #RCC) son reemplazables. pares adicionales (2 ventosas por paquete) están disponibles donde realizó la compra de su E-Z Grabber. para una lista de los minoristas que proveen las ventosas de repuesto, visite www.apex-carex.com.



look for these other fine products from

Consult your pharmacist or healthcare professional for product selection and usage.

Carex[™]
caring for you